

ماشین دیالیز، ابتدا بی‌کربنات سدیم خشک موجود در سوبگ را با آب خالص RO به صورت آنلاین مخلوط سپس با اختلاط آن با مایع کنسانتره اسیدی، محلول همودیالیز مناسب را تهیه می‌نماید. نسبت کنسانتره بی‌کربنات سدیم، آب خالص RO و مایع کنسانتره اسیدی مصرف شده مطابق با دستور کار ماشین دیالیز فرزنیوس می‌باشد.



مزایای محصول

- ◀ مطابق با ISO 13958 و فارماکوپه آمریکا
- ◀ بی‌کربنات سدیم دارای گرید همودیالیز
- ◀ بسته‌بندی ایمن
- ◀ حمل و نقل آسان
- ◀ کاهش آلودگی در طی همودیالیز
- ◀ یکبار مصرف برای ۴ ساعت همودیالیز
- ◀ مجهز به فیلتر ورودی و خروجی

So-bag Technical Specification

Colour Code	Weight (g)	Material		Filter (μ)		Units per box
		Bag	Connector			
Blue	650	PA-PE	PE	80	200	16

Bicarbonate powder concentrate	haemodialysis Machine
So-bag S	5008 & 4008S Fresenius Machine
So-bag B	4008B Fresenius Machine