

ست‌های مورد استفاده در عمل همودیالیز شامل ست وریدی و شریانی می‌باشد که در هنگام عمل همودیالیز و تصفیه خون بیماران نیازمند درمان همودیالیز به کار می‌رود. این ست‌ها در هنگام عمل همودیالیز به سوزن فیستولای مناسب (ست وریدی به سوزن فیستولای وریدی و ست شریانی به سوزن فیستولای شریانی) و صافی دیالیز متصل می‌گردند. ست شریانی خون را از بدن بیمار به ورودی خون صافی دیالیز و ست وریدی خون را از خروجی خون صافی دیالیز به بیمار منتقل می‌نماید.



S-classix, Haemodialysis Set



B, Haemodialysis Set

مزایای محصول

- ◀ مطابق با الزامات استاندارد ISO 8638 و ISIRI 4640
- ◀ استریل، یکبار مصرف، غیر تبزا و زیست‌سازگار
- ◀ دیواره داخلی صاف لوله‌های ست که موجب کاهش مقاومت در مقابل جریان خون می‌گردد
- ◀ دارای محل مناسب جهت تزریق که امکان تزریق مکرر را بدون ایجاد ناراحتی در بیمار فراهم می‌آورد
- ◀ دارای کانکتوری ویژه جهت انجام عملیات آماده‌سازی ست قبل از همودیالیز
- ◀ دارای کد رنگی وریدی (آبی) و شریانی (قرمز) که موجب سهولت در هنگام نصب و آماده‌سازی در هنگام عمل همودیالیز می‌گردد.

B, Haemodialysis Set Technical Specification

Type	Total length (mm)	Blood line volume(ml)	Pump tubing			Blood chamber filter (µm)	Colour code	Units per box	Sterilisation method
			ID (mm)	OD (mm)	Length (mm)				
Venous	2880	54	-	-	-	230/270	Blue	20	ETO
Arterial	3670	76	6.5 6.3	9.8 9.5	370	Red			

S-classix, Haemodialysis Set Technical Specification

Type	Total length (mm)	Blood line volume(ml)	Pump tubing			Blood chamber filter (µm)	Colour code	Units per box	Sterilisation method
			ID (mm)	OD (mm)	Length (mm)				
Venous	2750	73	-	-	-	230/270	Blue	20	ETO
Arterial	3650	90	8	12	340	Red			