

میکروست وسیله‌ای است که در تزریق وریدی مایعات و مواد داروئی تجویزی رقیق، بکار می‌رود.



### مزایای محصول

- ◀ مطابق با الزامات استاندارد ISO 8536-5 و ISO 8357-5
- ◀ غیر تبزا، استریل، یکبار مصرف و زیست سازگار
- ◀ شامل محفظه مدرج (بورت) جهت کنترل دقیق میزان ماده تزریقی و نشان دادن سطح مایع
- ◀ مجهز به قطعه شناور درون محفظه مدرج، جهت قطع اتوماتیک جریان مایع پس از تخلیه کامل محفظه
- ◀ دارای لوله‌های کاملاً شفاف جهت مشاهده حباب‌هایی که ممکن است در مایع تزریقی در هنگام جریان مایع ایجاد گردد.
- ◀ وجود فیلتر در مسیر ورودی هوا به داخل وسیله که مانع از ورود میکروارگانیسم‌ها به جریان مایع در هنگام تزریق می‌گردد.
- ◀ مجهز به فیلتر ۱۵ میکرونی جهت جلوگیری از ورود ذرات خارجی موجود در مایع تزریقی به بدن بیمار
- ◀ مجهز به شیر غلطکی جهت تنظیم دقیق جریان مایع
- ◀ مجهز به محل اتصال با شیب ۶ درصد که ارتباط مناسب میکروست به نیدل، آنژیوکت و یا سایر تجهیزات پزشکی را میسر می‌سازد.
- ◀ دارای اتاقک چکه شفاف و قابل انعطاف/صلب با قطره چکان که حجم ۶۰ قطره آن برابر با (۱±۰/۱) میلی‌لیتر می‌باشد.
- ◀ مجهز به نقاط تزریق بر روی محفظه و انتهای ست
- ◀ سایز بورت ۱۰۰ میلی‌لیتر

### Burette Infusion Set Technical Specification

Burette Volume (ml)	Sterilisation Method
100	ETO